



Termometr elektroniczny bezkontaktowy Pempa T200

Termometr T200 pozwala na uzyskanie szybkiej informacji o temperaturze. Posiada pamięć ostatnich 35 wyników, duży i kolorowy wyświetlacz oraz etui.

Cena: ~~119,99 zł~~ Original price was: 119,99 zł. 112,99 zł Current price is: 112,99 zł.

Kategorie: [Inhalatory i termometry](#), [Nowe](#), [Promocja](#)

Termometr elektroniczny bezkontaktowy Pempa T200

Termometr elektroniczny bezkontaktowy pompa T 200 nowej ery, czyli inaczej Pempa T200. Ten zaawansowany technologicznie termometr nie tylko oferuje dokładność pomiarów, ale także łączy się z najnowszymi funkcjami, które uczynią proces monitorowania zdrowia jeszcze bardziej komfortowymi i efektywnym. **Kluczowe cechy produktu:**

- **Ultra szybkie pomiary** – za pomocą wysoko zaawansowanych czujników, Pempa T200 dokonuje pomiarów w zaledwie kilka sekund, dostarczając wiarygodne wyniki natychmiast.

- **Wszechstronność w użyciu** – Pempa T200 pozwala na dokonywanie pomiarów zarówno poprzez czoło, ucho jak i jamę ustną, dostosowując się do każdego pacjenta i jego potrzeb.
- **Inteligentny wyświetlacz** – wyposażony w wyraźny, podświetlany ekran LED z trzema kolorami sygnalizującymi poziom temperatury – zielony (normalny), żółty (podwyższony) i czerwony (gorączka).
- **Bezpieczeństwo i komfort** – produkt wykonany z hipoalergicznym materiałom najwyższej jakości, zapewniających komfort i bezpieczeństwo podczas każdego pomiaru.
- **Rozszerzona funkcja pamięci** – możliwość przechowywania do 20 ostatnich pomiarów, co ułatwia monitorowanie i analizę trendów temperatury.
- **Automatyczne wyłączenie** – dzięki tej funkcji, bateria w termometrze T200 ma znacznie wydłużony czas pracy.

Sposób użycia:

1. Wyceluj termometr z odległości ok. 3 cm od czoła – nie ma konieczności dotykania skóry. Naciśnij przycisk POMIAR. Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego możesz odczytać wynik pomiaru.
2. Przy temperaturze 37,4°C lub niższej włączy się zielone podświetlenie.
3. Przy temperaturze 37,4°C lub wyższej włączy się czerwone podświetlenie.

Uwagi:

- Pomiar temperatury na czole jest odczytem orientacyjnym – zmierzona temperatura czoła może się wahać do 0,5°C o rzeczywistej dokładności odczytu.
- Jeżeli okolice czoła pokryte są włosami, występuje na nim pot lub brud, to należy wyczyścić ten obszar przed dokonaniem pomiaru.
- Przed pomiarem zawsze upewnić się że czujnik jest czysty.

Czyszczenie i dezynfekcja termometru elektronicznego:

Do czyszczenia obudowy termometru oraz czujnika pomiarowego należy użyć wacika zamoczonego w alkoholu (70% isopropyl). Należy uważać, tak aby płyn nie przedostał się do środka termometru. Nie wolno stosować materiałów ściernych, a także środków chemicznych lub rozpuszczalników oraz nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie ani innym płynie czyszczącym. Urządzenie zasilane jest 2 bateriami 1,5V typu AAA o przedłużonej żywotności. Posiada także pamięć 35 wyników. Wyłącza się automatycznie po około 1 minucie od wykonania ostatniego pomiaru. W ofercie naszego sklepu są również inne produkty marki Pempa i nie tylko! Sprawdź!
