

BUTELKI JEDNORAZOWE

Jednorazowe sterylne butelki dla niemowląt Sterifeed wykonane z klarownego polipropylenu. Materiał nie zawiera: bisfenolu-A (BPA), bispenolu-S (BPS), DEHP, ftalanów. Butelki przystosowane do kontaktu z żywnością, w pełni bezpieczne dla niemowląt, wyprodukowane zgodnie z brytyjską normą BS EN 14350:2020 oraz normą ISO 9001:2015.

Cechy:

- duży zakres pojemności: 50 ml, 100 ml, 130 ml, 250 ml
- miejsce na przyklejenie naklejki z datą
- przezroczyste butelki, umożliwiają czytelny odczyt podziałki
- wyraźna skala, stopniowana co 5 ml (w butelkach o poj. 50 ml) i co 10 ml (w butelkach o poj. 100-250 ml)
- sztywna konstrukcja butelki, zapobiega wgniataniu podczas używania
- możliwość przechowywania w lodówce lub zamrażarce, odpowiednio do zamrażania oraz pasteryzacji
- pakowane pojedynczo w woreczki lub zbiorczo w jeden worek
- standardowa szyjka oraz gwint, pasujący do wszystkich zestawów laktacyjnych oraz smoczków.

Uwaga ważna! Butelka służy do jednorazowego użytku. Butelka jest szczelna do temp. +67°C i do -20°C



Pojemność	50 ml		100 ml		130 ml		250 ml	
Typ	jednorazowe							
Typ pakowania	pojedynczo	zbiorczo	pojedynczo	zbiorczo	pojedynczo	zbiorczo	pojedynczo	zbiorczo
Ilość sztuk w kartonie	200	200	100	100	100	100	100	100
Numer katalogowy	14100	14000	14103	14003	14101	14001	14102	14002

BUTELKI WIELORAZOWE

Wielorazowe sterylne butelki dla niemowląt Sterifeed wykonane z klarownego polipropylenu. Materiał nie zawiera: bisfenolu-A (BPA), bispenolu-S (BPS), DEHP, ftalanów. Butelki przystosowane do kontaktu z żywnością, w pełni bezpieczne dla niemowląt, wyprodukowane zgodnie z brytyjską normą BS EN 14350:2020 oraz normą ISO 9001:2015.

Cechy:

- duży zakres pojemności: 50 ml, 100 ml, 130 ml, 250 ml
- miejsce na przyklejenie naklejki z datą
- przezroczyste butelki, umożliwiają czytelny odczyt podziałki
- wyraźna skala, stopniowana co 5 ml (w butelkach o poj. 50 ml) i co 10 ml (w butelkach o poj. 100-250 ml)
- sztywna konstrukcja butelki, zapobiega wgniataniu podczas używania
- możliwość przechowywania w lodówce lub zamrażarce, odpowiednie do zamrażania oraz pasteryzacji
- możliwość mycia w zmywarce, autoklawowania, sterylizacji w mikrofali (sterylizacja parowa)
- pakowane pojedynczo w woreczki lub zbiorczo w jeden worek
- standardowa szyjka oraz gwint, pasujący do wszystkich zestawów laktacyjnych oraz smoczków.

Uwaga ważna! Butelka jest szczelna do temp. +80°C i do -25°C.



Pojemność	50 ml		100 ml		130 ml		250 ml	
Typ	wielorazowe							
Typ pakowania	pojedynczo	zbiorczo	pojedynczo	zbiorczo	pojedynczo	zbiorczo	pojedynczo	zbiorczo
Ilość sztuk w kartonie	200	200	100	100	100	100	100	100
Numer katalogowy	14187	14087	14188	14088	14189	14089	14190	14090
Autoklawowanie (maksymalnie 5 razy)	można		nie można		nie można		można	

BUTELKI SZKLANE

Szklane butelki dla niemowląt Sterifeed **dostępne są w pojemnościach 120 ml oraz 240 ml**. Posiadają dużą zaletę, gdyż zachowują określoną temperaturę przez dłuższy czas oraz nie chłoną zapachów ani nie przebarwiają się.

Cechy:

- butelki wykonane z laboratoryjnego szkła bromo-krzemowego typu SIMAX, bardzo wytrzymałe
- wyraźna skala, stopniowana co 10 ml
- szczelne oraz odporne na przecieki
- możliwość przechowywania w lodówce bądź zamrażarce
- posiadają standardową szyjkę oraz gwint dostosowane do wszystkich rodzajów laktatorów i smoczków
- odpowiednie do zamrażania, autoklawowania oraz pasteryzacji
- eko!



Pojemność	120 ml	240 ml
Typ	wielorazowe szklane	
Typ pakowania	Pojedynczo – folia bąbelkowa	Pojedynczo – folia bąbelkowa
Ilość sztuk w kartonie	54	54
Numer katalogowy	15000	15001
Autoklawowanie	można	