

SMOCZKI DO KARMIENIA STERIFEED

Jednorazowe i wielorazowe bezlateksowe smoczki dla niemowląt Sterifeed wykonane z termoplastyczny elastomeru. Materiał nie zawiera: bisfenolu-A (BPA), bispenolu-S (BPS), DEHP, ftalanów. Smoczki przystosowane są do kontaktu z żywnością, w pełni bezpieczne dla niemowląt, wyprodukowane zgodnie z brytyjską normą BS EN 14350:2020 oraz normą ISO 9001:2015.

Cechy:

- bezlateksowe
- sterylne, gotowe do użycia
- pasują do wszystkich standardowych butelek dla niemowląt.

SMOCZKI JEDNORAZOWE



SMOCZKI JEDNORAZOWE			
	Dla wcześniaków	Dla noworodków	Ortodontyczny
Typ pakowania	Pojedynczo		
Ilość sztuk w kartonie	100		
Przepływ	Zmniejszony (4 ml/minutę)	Średni (9 ml/minutę)	Średni (9 ml/minutę)
Numer katalogowy	10009	10010	10007



SMOCZKI WIELORAZOWE		
	Dla wcześniaków	Dla noworodków
Typ pakowania	Pojedynczo	
Ilość sztuk w kartonie	100	
Przepływ	Zmniejszony (4 ml/minutę)	Średni (9 ml/minutę)
Numer katalogowy	10013	10012