



Laktator Elite

Laktator ELITE firmy Ameda jest wyrobem medycznym, klasy szpitalnej. Jest cichy, lekki i intuicyjny w obsłudze. Umożliwia jednoczesne odciąganie mleka z jednej lub obu piersi.

Cena: Od 50,00 zł

Kategorie: [Wypożyczalnia](#)

Laktator Elite

Laktator Elite od Ameda to zaawansowany i wysoce wydajny laktator szpitalny, stworzony z myślą o maksymalnym komforcie i efektywności karmienia piersią. Urządzenie to wykorzystuje technologię dwufazowego odciągania i pomaga matkom efektywnie i wygodnie zbierać pokarm, a jednocześnie minimalizuje ryzyko dyskomfortu. Elite to laktator szpitalny, co oznacza, że został zaprojektowany do użytku przez wiele kobiet. Wymaga jedynie osobistego zestawu laktacyjnego, żeby zapewnić higienę i bezpieczeństwo mamie i maluszkowi. Laktator Elite wykorzystuje unikalny system kontroli próżni i cykli, dzięki któremu każda mama może dostosować urządzenie do swojego indywidualnego komfortu i wydajności wydzielania mleka. Technologia dwufazowego odciągania, naśladuje naturalny rytm ssania niemowlęcia, co pozwala stymulować i utrzymać produkcję mleka. Urządzenie charakteryzuje się cichym działaniem, co jest szczególnie ważne podczas karmienia nocnego. Ma też wyjątkowo trwałą konstrukcję, dzięki czemu jest niezawodne i odporne na intensywne użytkowanie. Dodatkowym atutem laktatora Elite jest jego prostota w obsłudze. Posiada on duże, czytelne przyciski i wygodny regulator poziomu ssania. Dzięki temu korzystanie z

urządzenia jest proste nawet dla osób nieobeznanych z tego typu sprzętem. Laktator Elite to również urządzenie uniwersalne. Możliwość jednoczesnego lub indywidualnego odciągania pokarmu z jednej lub obu piersi pozwala dostosować proces do indywidualnych preferencji i potrzeb każdej matki. Wszystkie elementy laktatora, które mają kontakt z mlekiem matki, są wykonane z bezpiecznych materiałów, wolnych od szkodliwych substancji, takich jak BPA i DEHP. Bezpieczeństwo i dobro matki oraz dziecka to dla firmy Ameda najwyższy priorytet. W połączeniu z szerokim zakresem akcesoriów dostępnych od Ameda, takich jak różnej wielkości lejki, Elite oferuje kompleksowe rozwiązanie dla każdej matki, która chce skutecznie i bezpiecznie odciągnąć pokarm. Laktator Elite od Ameda to więcej niż tylko urządzenie do odciągania pokarmu – to wsparcie dla matki na każdym etapie jej drogi karmienia piersią. Ameda jest zaufanym partnerem dla milionów matek na całym świecie, dostarczającym produkty o najwyższej jakości. Został zaprojektowany z myślą o ich potrzebach i wygodzie. Urządzenie posiada wbudowane uchwyty, które służą jako podstawki do butelek lub woreczków do przechowywania mleka. Wykorzystuje opatentowany system zapobiegania wymiany powietrza pomiędzy odciągniętym mlekiem, a przewodami laktacyjnymi podczas pracy – AIRLOCK PROTECTION. Umożliwia niezależną regulację siły i szybkości ssania przy pomocy oddzielnych pokręteł.

Zalety urządzenia

- Wyposażone w system zapobiegania wymiany powietrza pomiędzy odciągniętym mlekiem, a przewodami laktatora podczas pracy – Airlock Protection™.
- Posiada oddzielne pokręta do niezależnej regulacji siły i szybkości ssania – Custom Control™.
- Umożliwia zmianę siły ssania co 1-5 mmHg w zakresie 30-250 mmHg.
- Pozwala na odciągnięcie pokarmu z jednej lub obu piersi jednocześnie.
- Wyposażony w dwa wygodne uchwyty do butelek lub woreczków laktacyjnych.

- Materiał wykonania wolny od BPA i DEHP.
 - Posiada dwufazowy system odciągania.
 - Dostarczany w ochronnym pudle transportowym.
-