

Laktator Purely Yours Una



Laktator firmy Ameda, Purely Yours Una jest pojedynczym laktatorem, który wykorzystuje technologię dwufazowego odciągania.

Posiada zamknięty system, który pozwala zachować higienę i bezpieczeństwo. Jest rozwiązaniem przenośnym, co zapewnia komfort i użytkowanie nawet w podróży.

Cena: Od 30,00 zł

Kategorie: [Wypożyczalnia](#)

Laktator Purely Yours Una

Laktator Purely Yours Una od firmy Ameda to kompaktowe, wydajne urządzenie dedykowane dla współczesnych mam, które pragną utrzymać produkcję mleka matki, kiedy są zdala od swoich dzieci. Ten model to laktator pojedynczy, który czerpie inspirację z najnowszych badań naukowych. Wykorzystuje technologię 2-Phase Expression, która naśladuje naturalny rytm ssania dziecka. Ta innowacyjna technologia gwarantuje efektywne i komfortowe odciąganie pokarmu. Urządzenie oferuje 32 kombinacje ssania i rytmu, co pozwala każdej kobiecie dostosować proces odciągania do swojego indywidualnego komfortu i wydajności. Ważnym elementem laktatora Purely yours Una jest jego zamknięty system, który gwarantuje higienę i bezpieczeństwo. Ten system zapobiega cofaniu się mleka do silnika, co eliminuje ryzyko rozwoju bakterii i pleśni. Części mające kontakt z mlekiem są wolne od szkodliwych substancji, takich jak BPA i DEHP. Ameda to laktator kompaktowy i przenośny. Został zaprojektowany z myślą o mobilnych i aktywnych mamach. Jest lekki i łatwy do noszenia, z wbudowanym uchwytem, który umożliwia użytkowanie go w dowolnym miejscu i o dowolnej porze. Z

tym laktatorem odciąganie pokarmu staje się prostsze i bardziej komfortowe. Zapewnia on najwyższą skuteczność i łatwość obsługi, co pomaga mamom cieszyć się bliskością z dzieckiem i doświadczeniem karmienia piersią, niezależnie od okoliczności. Ta zaawansowana technologia w połączeniu z niezrównanym komfortem czyni z laktatora Purely Yours Una idealnego towarzysza dla każdej mamy.

Zalety urządzenia

- Posiada dwa osobne pokręta do regulacji i siły szybkości ssania – Custom Control™.
 - Posiada 32 możliwe kombinacje ustawień.
 - Zapobiega wymianie powietrza pomiędzy odciągniętym mlekiem, a przewodami laktatora dzięki technologii Airlock Protection™.
 - Wykonane z materiałów wolnych od BPA i DEHP.
 - Zasilany zarówno bateryjnie jak sieciowo.
 - Posiada dwufazowy system odciągania.
-