



Laktator Purely Yours Lactaline

Laktator Lactaline to profesjonalne urządzenie, które zapewnia wygodę oraz skuteczność. Jest lekkim i przenośnym rozwiązaniem, więc doskonale sprawdzi się zarówno w domu jak i w podróży. Pozwala na dopasowanie procesu odciągania mleka do indywidualnych potrzeb.

Cena: Od 35,00 zł

Kategorie: [Wypożyczalnia](#)

Laktator Lactaline

Laktator Lactaline od Ameda to znakomite, profesjonalne urządzenie, które łączy w sobie zaawansowaną technologię, wygodę i skuteczność, wspierając karmiące matki w utrzymaniu produkcji mleka i dbaniu o bliskość z dzieckiem. Lactaline został zaprojektowany z myślą o najwyższym komforcie i wydajności. Wykorzystuje on unikalną technologię 2-Phase Expression firmy Ameda, która naśladuje naturalne rytmy ssania dziecka. W fazie stymulacji, laktator tworzy szybkie i kótkie ruchy ssania, które stymulują przepływ mleka. Następnie w fazie wydobywania, urządzenie przełącza się na wolniejsze, głębsze ssanie, które efektywnie i delikatnie odciąga mleko. Lactaline od Ameda oferuje 32 kombinacje ustawień ssania i rytmu, pozwalając każdej matce dostosować proces odciągania do swoich indywidualnych potrzeb. Te zindywidualizowane ustawienia umożliwiają każdej kobiecie wybór najbardziej komfortowego i skutecznego rytmu odciągania. Jednym z kluczowych aspektów Lactaline jest jego design oparty na systemie zamkniętym, który zapobiega cofaniu się

mleka do silnika, zapewniając najwyższe standardy higieny. Dodatkowo, wszystkie części mające kontakt z mlekiem są wolne od BPA i DEHP, co daje dodatkowe bezpieczeństwo. Lactaline jest kompaktowy i lekki, co czyni go łatwym do przenoszenia i idealnym do użytku zarówno w domu, jak i podczas podróży. Wyposażony jest w wbudowany uchwyt, co ułatwia transport i umożliwia wygodne odciąganie pokarmu w dowolnym miejscu. Laktator Lactaline od Ameda to wyjątkowe połączenie komfortu, skuteczności i łatwości użytkowania. Dzięki zaawansowanej technologii i funkcjonalności, Lactaline stanowi niezawodne wsparcie dla karmiących matek, umożliwiając im cieszenie się doświadczeniem karmienia piersią niezależnie od miejsca i okoliczności.

Zalety urządzenia

- Wyposażone w system zapobiegania wymiany powietrza pomiędzy odciągniętym mlekiem, a przewodami laktatora podczas pracy – Airlock Protection™.
 - Posiada oddzielne pokrętła do niezależnej regulacji siły i szybkości ssania – Custom Control™.
 - Umożliwia odciąganie mleka z jednej lub obu piersi.
 - Bardzo cicha praca.
 - Posiada dwufazowy system odciągania mleka.
 - Wykonany z materiałów wolnych od BPA i DEHP.
-