

Podgrzewacz do butelek Miris



Miris wykorzystuje bezwodny system podgrzewania mleka. Jako źródło ciepła wykorzystywane są koraliki, które posiadają antybakteryjną powłokę. **Uwaga: Napisz na milklab@danlab.pl z prośbą o ofertę - Produkt na zamówienie!**

Cena: 9.449,99 zł

Kategorie: [Podgrzewacz do butelek i strzykawek](#)

Podgrzewacz do butelek Miris

Miris to marka, która z pasją i zaangażowaniem tworzy rozwiązanie dla rodziców i ich maluszków. Jednym z jej flagowych produktów jest zaawansowany podgrzewacz do butelek, który łączy w sobie nowoczesną technologię z intuicyjnością i funkcjonalnością. **Zalety produktu:**

- **Szybkość działania** – zaawansowany system grzewczy gwarantuje osiągnięcie idealnej temperatury pokarmu w krótkim czasie.
- **Wielofunkcyjność** – oprócz podgrzewania, urządzenie posiada również funkcję utrzymania stałej temperatury, dzięki której pokarm pozostaje ciepły przez dłuższy czas.
- **Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu** – wbudowany czujnik temperatury oraz system zabezpieczeń chronią przed przegrzaniem.
- **Uniwersalność** – kompatybilny z większością butelek dostępnych na rynku.

- **Ergonomiczny design** – estetyczna forma i niewielkie rozmiary sprawiają, że podgrzewacz doskonale wpasowuje się w nowoczesne przestrzenie, będąc jednocześnie praktycznym narzędziem w codziennym użytkowaniu.
- **Energooszczędność** – niskie zużycie energii, przy zachowaniu wysokiej efektywności.

Podgrzewacz firmy Miris wyposażony jest w bezwodny system podgrzewania mleka. Dzięki temu nie istnieje możliwość, aby woda dostała się do próbek. Jako źródło ciepła wykorzystywane są koraliki, które posiadają bakteryjną powłokę. Można je odkażać 70% etanolem. **Specyfikacja podgrzewacza:**

- Zakres temperatury od 5°C powyżej temperatury otoczenia do 95°C
- Wymiary – 200 x 215 x 355 mm
- Waga – 3kg
- Napięcie zasilania – 220-230 V lub 110-120 V
- Skala ustawień – od 10 do 80°C co 0,5°C
- Stabilność temperatury - $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$
- Maksymalna względna wilgotność – 80% wilgotności względnej w temperaturze pokojowej do 31°C, zmniejszająca się liniowo do 50% wilgotności względnej w temperaturze 40°C

Uwaga: Napisz na milklab@danlab.pl z prośbą o ofertę - Produkt na zamówienie!
