



## Podgrzewacz do butelek Laboplay

Urządzenie przeznaczone jest do ogrzewania butelek, z wykorzystaniem suchego, gorącego powietrza. Zostało wyposażone w precyzyjny regulator temperatury wraz z czujnikiem rezystancyjnym typu Pt100 lub równoważnym. **Uwaga: Napisz na [milklab@danlab.pl](mailto:milklab@danlab.pl) z prośbą o ofertę - Produkt na zamówienie!**

**Cena:** 4.499,99 zł

**Kategorie:** [Podgrzewacz do butelek i strzykawek](#)

## Podgrzewacz Laboplay POD410

Podgrzewacz do butelek, który nie tylko zapewnia idealną temperaturę dla pokarmu Twojego dziecka, ale również gwarantuje szybkość, precyzję i pełne bezpieczeństwo. Model POD410 od firmy Laboplay to więcej niż zwykły podgrzewacz – to zaawansowane urządzenie, które stanie się niezbędnym pomocnikiem dla każdego rodzica. **Zalety urządzenia POD410:**

- **Szybkość i precyzja** – dzięki zaawansowanej technologii, Laboplay POD410 osiąga żądaną temperaturę w ekspresowym czasie, jednocześnie dbając o jej równomierny rozkład.
- **Uniwersalność** – urządzenie jest kompatybilne z większością dostępnych na rynku butelek, zarówno tych małych jak i większych.
- **Intuicyjna obsługa** – wbudowany wyświetlacz LCD oraz proste w obsłudze przyciski umożliwiają łatwe dostosowanie i monitorowanie

temperatury.

- **Bezpieczeństwo** – Laboplay POD410 posiada wbudowany system zabezpieczeń, który chroni przed przegrzaniem oraz nadmiernym wzrostem temperatury, dbając jednocześnie o bezpieczeństwo Twojego malucha.
- **Energooszczędność** – urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby zużywać minimalną ilość energii, nie obniżając jednocześnie swojej wydajności.
- **Nowoczesny design** – elegancki wygląd oraz kompaktowe rozmiary sprawiają, że podgrzewacz będzie doskonale pasował do każdego wnętrza.

Urządzenie wykorzystuje suche, gorące powietrze do ogrzania, nie wykorzystuje wody. Wyposażony został w czujnik rezystancyjny Pt100 lub równoważny oraz precyzyjny regulator temperatury. Za pomocą wyświetlacza można kontrolować aktualną temperaturę oraz zadaną. Wykonany został ze stali nierdzewnej. **Specyfikacja:**

- Wymiary wewnętrzne – 296 x 288 x 230 mm
- Wymiary zewnętrzne – 434 x 370 x 250 mm
- Zakres temperatur – od 5°C powyżej temperatury otoczenia do 40°C
- Zasilanie – 230V
- Pojemność zbiornika – 18,5 litra
- Wyświetlacz LED – 2 x 4 cyfry

**Uwaga: Napisz na [milklab@danlab.pl](mailto:milklab@danlab.pl) z prośbą o ofertę - Produkt na zamówienie!**

---