



Termometr elektroniczny bezkontaktowy Microlife NC200

Termometr bezkontaktowy NC200 od Microlife pozwala na pomiar temperatury na skroni oraz ciała, ale także powierzchni np. temperatura wody do kąpieli dziecka. Posiada wyświetlacz LCD, jest zasilany bateryjnie.

Cena: ~~132,99 zł~~ Original price was: 132,99 zł. 125,99 zł Current price is: 125,99 zł.

Kategorie: [Inhalatory i termometry](#), [Promocja](#)

Termometr elektroniczny bezkontaktowy Microlife NC200

Nowoczesne czasy wymagają nowoczesnych rozwiązań, zwłaszcza gdy chodzi o zdrowie i bezpieczeństwo naszych najbliższych. Termometr bezdotykowy Microlife NC200 to synonim precyzji i komfortu w jednym urządzeniu. **Kluczowe cechy urządzenia:**

- **Bezdotykowa technologii** – dzięki zaawansowanej technologii podczerwieni, termometr Microlife NC200 pozwala na dokładne pomiary temperatury z odległości, bez konieczności kontaktu ze skórą, co gwarantuje bezpieczne i higieniczne pomiary.

- **Wszechstronność** - oprócz pomiarów temperatury ciała, urządzenie umożliwia pomiar temperatury powierzchni oraz temperatury w pomieszczeniach.
- **Błyskawiczne wyniki** - w zaledwie 3 sekundy otrzymasz dokładny wynik pomiaru na czytelnym, podświetlanym wyświetlaczu.
- **Sygnalizacja kolorystyczna** - wyświetlacz zmienia kolory w zależności od wyniku pomiaru - zielony oznacza normalną temperaturę, żółty wskazuje na podwyższoną, a czerwony sygnalizuje gorączkę.
- **Pamięć pomiarów** - funkcja zapisywania do 30 ostatnich pomiarów, co pozwala na monitorowanie i analizę zmian temperatury w czasie.
- **Ergonomiczny design** - nowoczesny wygląd i intuicyjne umiejscowienie przycisków sprawiają, że termometr jest łatwy w obsłudze dla każdego użytkownika.

Zestaw zawiera:

1. Termometr Microlife NC200.
2. Zamykane etui do bezpiecznego przechowywania termometru.
3. Baterie 2xAAA.
4. Instrukcję obsługi w języku polskim.
5. Kartę gwarancyjną.

Specyfikacja:

- Bezdotykowy pomiar w zaledwie 3 sekundy.
- Automatyczny pomiar z kontrolą odległości.
- System prowadzenia do samodzielnego pomiaru.
- Wielofunkcyjny (temperatura ciała, obiektu i otoczenia)
- Światło śledzące - łatwe w użyciu również w nocy.
- Testowany klinicznie.
- Technologia Silen GlowTM i alarm gorączki.
- Duży podświetlany wyświetlacz z data i godziną.
- Pamięć 30 pomiarów.

- Kontrola dźwięku – wyłącz / włącz
 - Atui
 - Wyrób medyczny
 - Rozmiar – 156,7 x 43 x 47mm
 - Waga – 91,5g
 - Dokładność pomiaru – 0,2°C
 - Zakres pomiarowy – od 0,0 do 100,0°C
-