



Chłodziarka medyczna 145L drzwi przeszkłone

CoolMed CMG125 jest chłodziarką z przeszklonymi drzwiami o średniej wielkości. Jej pojemność wynosi 145 litrów. Z łatwością zmieści się między szafkami lub pod blatem.

**Potrzebujesz więcej sztuk urządzenia?
Napisz do nas i zyskaj dodatkowy rabat!**

Cena: 4.799,99 zł

Kategorie: [Urządzenia chłodnicze](#)

Chłodziarka medyczna 145L drzwi przeszkłone

Dlaczego nasza chłodziarka CoolMed CMG125?

W dzisiejszym dynamicznie rozwijającym się świecie medycznym, gdzie przechowywanie wrażliwych na temperaturę produktów, takich jak leki, szczepionki i próbki biologiczne, jest kluczowe, chłodziarka medyczna CoolMed CMG125 o pojemności 145 litrów z eleganckimi przeszklonymi drzwiami stanowi więcej niż tylko sprzęt. Jest to gwarancja bezpieczeństwa, profesjonalizmu i niezawodności, niezbędna w każdej placówce medycznej, laboratorium czy aptece.

Dlaczego wybrać chłodziarkę CoolMed CMG125?

- **Widoczność i Estetyka:** Przeszkłone drzwi nie tylko dodają urządzeniu wyjątkowego stylu, ale także umożliwiają szybki podgląd zawartości bez konieczności otwierania, co pomaga utrzymać stabilną temperaturę wewnątrz.
- **Precyzyjna Kontrola Temperatury:** Zaawansowany system monitorowania zapewnia stabilność temperatury w zakresie od +2°C do +8°C, co jest kluczowe dla bezpiecznego przechowywania wrażliwych produktów.
- **Bezpieczeństwo i Kontrola:** Zintegrowany system alarmowy z akustycznymi i wizualnymi powiadomieniami natychmiast informuje o wszelkich nieprawidłowościach, zapewniając spokój ducha.
- **Funkcjonalność i Dostępność:** Regulowane półki i przemyślany design umożliwiają łatwą organizację i dostęp do przechowywanych produktów, maksymalizując wydajność pracy.
- **Oszczędność Energii:** Pomimo przeszkłonych drzwi, chłodziarka została zaprojektowana w taki sposób, aby zużywać minimalną ilość energii, co przekłada się na oszczędności i dbałość o środowisko.
- **Wysoka Jakość i Trwałość:** Użycie materiałów premium zapewnia długotrwałe użytkowanie i niezawodność urządzenia.

Idealne Rozwiązanie dla:

Chłodziarka medyczna 145L drzwi przeszkłone CoolMed CMG125 jest dedykowana dla profesjonalistów, którzy nie akceptują kompromisów między jakością a designem. Jest to idealny wybór dla aptekarzy, laborantów, badaczy oraz lekarzy, poszukujących synonimu jakości, bezpieczeństwa i estetyki.

Specyfikacja Techniczna:

- Wbudowana sonda temperatury i zewnętrzny cyfrowy kontroler temperatury z podtrzymaniem baterijnym.
- Automatyczna rejestracja danych temperaturowych 24/7.

- Alarmy: dźwiękowy i wizualny dla otwartych drzwi, awarii zasilania i temperatury.
- Oświetlenie LED wewnątrz i drzwi zamykane na klucz.
- Przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy R600a.
- Wymiary: 595 x 595 x 820mm, z regulowanymi nóżkami i półkami.
- Kompresorowy system chłodzenia z przeszklonymi drzwiami.
- Zużycie energii: 0,9 kW/24h, roczne zużycie energii – 328,5 kW/rok.
- Pojemność: 148 litrów brutto, 145 litrów netto, długość kabla 160cm, liczba półek – 3+1.

Reasumując

Wybierając chłodziarkę medyczną CoolMed CMG125, inwestujesz w pewność, wydajność i styl, które będą służyć przez lata. Jest to połączenie funkcjonalności z elegancją, które spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników.
