



Inhalator tłokowy Pempa NEB200

Inhalator tłokowy od Pempa, przeznaczony jest do leczenia schorzeń górnych i dolnych dróg oddechowych. Może być stosowany zarówno przez dzieci jak i dorosłych.

Cena: 99,99 zł

Kategorie: [Inhalatory i termometry](#)

Inhalator tłokowy Pempa NEB200

Odkryj skuteczną i komfortową terapię wdychania leków dzięki inhalatorowi tłokowemu Pempa NEB200. Nowoczesne rozwiązania technologiczne połączone z intuicyjnym designem sprawiają, że jest to idealne urządzenie zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. **Kluczowe cechy produktu:**

- **Efektywne dawkowanie** – dzięki zaawansowanej technologii tłokowej, inhalator gwarantuje równomierne i skuteczne dostarczanie leków do dolnych dróg oddechowych.
- **Wszechstronne zastosowanie** – urządzenie jest odpowiednie do inhalacji zarówno leków płynnych, jak i proszków, co czyni je uniwersalnym rozwiązaniem dla wielu schorzeń dróg oddechowych.
- **Komfort użytkowania** – ergonomiczny kształt i niewielka waga urządzenia umożliwiają wygodne korzystanie z inhalatora, zarówno w domu, jak i w podróży.
- **Cicha praca** – Pempa NEB200 działa dyskretnie, emitując minimalny poziom hałasu, co jest szczególnie ważne podczas nocnych inhalacji lub gdy używany jest przez dzieci.

- **Łatwa obsługa**- intuicyjne włączanie i regulacja natężenia sprawiają, że korzystanie z urządzenia jest proste nawet dla osób, które po raz pierwszy mają styczność z inhalatorami.
- **Higiena i bezpieczeństwo** – łatwość w czyszczeniu i konserwacji gwarantuje długi okres bezawaryjnego użytkowania. Dodatkowo, produkt spełnia wszystkie standardy bezpieczeństwa.

Dane techniczne:

- Minimalna objętość napełniania – 2ml
- Maksymalna objętość napełniania – 8ml
- Szybkość nebulizacji: średnio 0,40 ml/min (zakres 0,23 – 0,60 ml/min)
- Maksymalne ciśnienie powietrza: średnio 2,2 bar (zakres 2,0 – 3,2 bar)
- Poziom hałasu: średnio 52 dBA (maksymalny poziom 58 dBA)
- Oczekiwania żywotności urządzenia – 1000 godzin
- Urządzenie klasy II w zakresie ochrony przed porażeniem elektrycznym
- Wydajność aerozolu zgodnie z EN 13544-1; 2009 w oparciu o schemat wentylacji dorosłych z użyciu fluorku sodu (NaF)
- Wydajność aerozolu – 0,171m
- Wydajność aerozolu – 0,0082 ml/min
- Procent objętości wypełnienia emitowany na min – 4%
- Objętość rezydualna – 1576 ml
- Wielkość cząstek (MMAD) – 3,16 μ m
- GSD (feometryczne odchylenie standardowe) – 2,27
- RF (frakcja respirabilna <5 μ m) – 71,2%
- Duży zakres cząstek (> 5 μ m) – 28,8%
- Środkowy zakres cząstek (2 do 5 μ m) – 40,9%
- Zakres małych cząstek (<2 μ m) – 30,3%
- Rozmiar – 160 x 92 x 140mm
- Waga – 1,5kg
- Zasilanie – 230V 50 Hz AC
- Prąd <=1000mA

- Ochrona IP21

Standardowe wyposażenie - inhalator tłokowy Pempa NEB200:

- Nebulizator Pempa NEB200
 - Przewód powietrza (PVC)
 - Nebulizator (PP)
 - Ustnik (PP)
 - Końcówki do nosa (PP)
 - Maski dla dorosłych (PCW)
 - Maski pediatryczne (PCW)
 - Zapasowe filtry powietrza
 - Torba na akcesoria
 - Instrukcja obsługi
-