



Chłodziarka na szczepionki i leki 36L

Chłodziarka farmaceutyczna od Labcold wyposażona jest w alarm temperatury, otwartych drzwi oraz awarii sieci. Posiada również kartę SD, która pozwala na prowadzenie rejestru temperatury. Zamykana na kluczyk. **Potrzebujesz więcej sztuk urządzenia? Napisz do nas i zyskaj dodatkowy rabat!**

Cena: ~~4.499,99 zł~~ Original price was:
4.499,99 zł. 4.399,99 zł Current price is:
4.399,99 zł.

Kategorie: [Urządzenia chłodnicze](#)

Chłodziarka na szczepionki i leki 36L Labcold RLDF0119 - Niezawodność i Precyzja dla Twojej Placówki

Dlaczego nasz produkt? Chłodziarka na szczepionki i leki o pojemności 36L w świecie medycznym, gdzie przechowywanie wrażliwych na temperaturę leków i szczepionek jest krytyczne, stanowi wybór niezawodnego urządzenia gdzie kluczowa jest jakość. Chłodziarka Labcold RLDF0119, o pojemności 36 litrów została zaprojektowana z myślą o spełnieniu tych rygorystycznych wymagań, oferując precyzję i bezpieczeństwo przechowywania.

**Dlaczego chłodziarka na szczepionki i leki 36L Labcold
RLDF0119?**

Precyzyjne Chłodzenie: Dzięki zaawansowanym czujnikom temperatury, które nieustannie monitorują i utrzymują idealne warunki, bezpieczeństwo przechowywanych produktów jest gwarantowane. To zapewnia, że zarówno szczepionki, jak i specjalistyczne leki są zawsze przechowywane w optymalnych warunkach. **System Alarmowy:** W przypadku jakichkolwiek zakłóceń pracy lub niewłaściwych temperatur, system alarmowy reaguje natychmiast, co umożliwia szybką interwencję. Jest to kluczowe dla utrzymania ciągłości bezpiecznego przechowywania i minimalizacji ryzyka utraty cennych produktów. **Optymalna Organizacja Przestrzeni:** Ergonomiczne, wielopoziomowe półki nie tylko ułatwiają uporządkowane przechowywanie produktów, ale również zwiększają efektywność wykorzystania przestrzeni. To pozwala na łatwy dostęp i zarządzanie zapasami w szybkim i wydajnym środowisku pracy. **Zabezpieczenie:** Solidne drzwi z zamkiem skutecznie chronią przed dostępem niepowołanych osób, co jest niezbędne w przypadku przechowywania cennych leków i szczepionek. To dodatkowy poziom bezpieczeństwa, który zapewnia spokój ducha. **Eko-technologie:** Chłodziarka jest zaprojektowana z myślą o minimalizacji zużycia energii, co jednocześnie zapewnia optymalne warunki przechowywania. Jest to nie tylko korzystne dla środowiska, ale również pozwala na obniżenie kosztów eksploatacji. **Trwałość i Niezawodność:** Użycie najwyższej jakości materiałów gwarantuje długotrwałe i bezawaryjne użytkowanie. Dzięki temu, chłodziarka Labcold RLDF0119 jest inwestycją, która służy przez lata, zapewniając niezmiennie wysoką jakość przechowywania. W podsumowaniu, chłodziarka Labcold RLDF0119 jest wyborem, który łączy w sobie precyzję, bezpieczeństwo, efektywność energetyczną oraz trwałość, stanowiąc idealne rozwiązanie dla każdej placówki medycznej potrzebującej niezawodnego urządzenia do przechowywania wrażliwych na temperaturę produktów.

Idealne Rozwiązanie dla farmacji:

Szpitali, aptek, laboratoriów oraz innych placówek medycznych, które wymagają niezawodnej chłodziarki do przechowywania wrażliwych na temperaturę produktów. Uniwersalność i zaawansowane funkcje RLDF0119

czynią ją jednym z najlepszych wyborów na rynku.

Specyfikacja Techniczna:

- **Pojemność:** 36 litrów
- **Panel Obsługi:** Ekran dotykowy IntelliCold
- **Półki:** 2 wewnątrz
- **Zakres Temperatury:** Od +2°C do +8°C, wstępnie ustawiony na +5°C
- **Automatyczny Zapis Danych:** 24/7
- **Drzwi:** Samozamykające się, zamykane na klucz
- **Alarmy:** Otwartych drzwi, zasilania, temperatury
- **Oświetlenie Wewnętrzne**
- **Materiały:** Korpus z proszkowanej stali, wewnątrz z tworzywa sztucznego
- **Wymiary:** Zewnętrzne 54 x 45 x 51 cm, wewnętrzne 39,2 x 33,1 x 22,6 cm
- **Zużycie Energi:** 1,28 kWh/dzień
- **Dodatkowe:** Możliwość montażu na ścianie, przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy

Chłodziarka Labcold RLDF0119, będąca nie tylko urządzeniem zapewniającym precyzyjne warunki przechowywania, ale także gwarantem bezpieczeństwa i niezawodności, wyróżnia się na tle innych produktów dostępnych na rynku. Dzięki jej zaawansowanym funkcjom oraz ekologicznym rozwiązaniom, staje się ona idealnym wyborem dla każdej placówki medycznej, poszukującej niezawodnego sprzętu. Co więcej, jej uniwersalność i dostosowanie do potrzeb użytkowników podkreślają, jak bardzo jest to przemyślany i dopracowany produkt.

Kontakt

Czy jesteś zainteresowany? Jeśli tak, serdecznie zachęcamy do kontaktu z nami pod adresem milklab@danlab.pl, aby uzyskać szczegółową ofertę! Dodatkowo, warto zwrócić uwagę na model o pojemności Labcold 66 L, który również może spełnić Twoje oczekiwania i potrzeby. Polecamy się jako zaufany

partner w wyposażeniu Twojej placówki medycznej w najwyższej klasy sprzęt.