



Chłodziarka na szczepionki i leki 66L

Chłodziarka farmaceutyczna Labcold jest zamykana na kluczyk, posiada alarm otwartych drzwi, temperatury oraz awarii zasilania. Jest sterowana przy pomocy dotykowego panelu. **Potrzebujesz więcej sztuk urządzenia? Napisz do nas i zyskaj dodatkowy rabat!**

Cena: ~~5.299,99 zł~~ Original price was: 5.299,99 zł. 5.199,99 zł Current price is: 5.199,99 zł.

Kategorie: [Urządzenia chłodnicze](#)

Chłodziarka na szczepionki i leki 66L - chłodziarka farmaceutyczna Labcold

Przechowywanie szczepionek i wrażliwych leków wymaga nie tylko odpowiedniej temperatury, ale również stabilności, bezpieczeństwa i niezawodności. Chłodziarka RLDF0219 od renomowanej marki Labcold została zaprojektowana, aby spełniać i przekraczać te wymagania, oferując zaawansowane technologie w połączeniu z funkcjonalnością. Zalety chłodziarki RLDF0219:

- **Zaawansowana kontrola temperatury** – wyposażona w nowoczesne czujniki, chłodziarka gwarantuje precyzyjne i stabilne warunki dla przechowywanych produktów. Dzięki temu masz pewność, że twoje leki i szczepionki są przechowywane w optymalnych warunkach.

- **Zintegrowany system alarmowy** – w przypadku awarii, chwilowej przerwy w dostawie prądu lub niewłaściwej temperatury, wbudowany alarm natychmiast informuje użytkownika o problemie, zapewniając dodatkowy poziom bezpieczeństwa.
- **Ergonomia i funkcjonalność** – wielopoziomowe, regulowane półki oraz przemyślany design wewnętrzny ułatwiają organizację przechowywanych produktów, a także zapewniają do nich łatwy dostęp.
- **Ochrona przed nieuprawnionym dostępem** – solidne drzwi z zamkiem skutecznie chronią zawartość chłodziarki, gwarantując, że wrażliwe produkty są bezpieczne przed dostępem osób trzecich.
- **Oszczędność energii** – nowoczesna technologia chłodzenia oraz eko-tryby pracy sprawiają, że RLDF0219 zużywa mniej energii, jednocześnie zapewniając doskonałe warunki przechowywania.
- **Trwałość konstrukcji** – wykorzystanie wysokiej jakości materiałów i dbałość o detale gwarantują długoletnią, niezawodną pracę urządzenia.

Dla kogo jest chłodziarka RLDF0219? Model ten jest idealny dla placówek medycznych takich jak szpitale, kliniki, apteki oraz laboratoria, gdzie wymagana jest precyzyjna kontrola warunków przechowywania. Dzięki niezawodności i funkcjonalności, RLDF0219 sprawdzi się również w placówkach badawczych czy uniwersytetach. **Specyfikacja - chłodziarka farmaceutyczna Labcold:**

- Pojemność – 66 litrów
- Sterowana przy pomocy panelu kontrolnego, dotykowego IntelliCold
- Posiada 3 półki wewnątrz
- Wbudowane alarmy: alarm otwartych drzwi, alarm temperatury, awaria zasilania
- Rejestracja oraz wyświetlanie najniższych i najwyższych temperatur
- Automatyczny zapis danych 24/7
- Drzwi zamykane na klucz
- Samozamykające się drzwi
- Czynniki chłodnicze przyjazne dla środowiska

- Oświetlenie wewnętrzne
- Możliwość montażu na ścianie
- W komplecie karta SD, która zbiera dane o temperaturze – analiza w systemie Microsoft Windows
- Zużycie energii: 1,3 kWh/dzień
- Wymiary zewnętrzne: 74 x 45 x 51cm (wys. x szer. x gł.)
- Wymiary wewnętrzne: 58,8 x 33,1 x 22,6 cm (wys. x szer. x gł.)

Dotykowy panel kontrolny pozwala na zapewnienie najwyższego poziomu higieny, ponieważ jest łatwy w utrzymaniu czystości. Nie posiada wystających elementów, więc można go łatwo zdezynfekować i przetrzeć. Karta SD, która jest w komplecie pozwala na przeniesienie zebranych danych do komputera.
