

Zaworki do laktatora Ameda - 2 sztuki



Zaworki do laktatora Ameda pozwalają na przepływ mleka w odpowiedni kierunku. Przeznaczone są do wszystkich laktatorów i zestawów laktacyjnych. Wykonane są z silikonu. Opakowanie zawiera 2 sztuki.

Cena: 17,99 zł

Kategorie: [Akcesoria do laktatorów](#),
[Bestsellery](#)

Zaworki do laktatora Ameda - 2 sztuki

Zaworki do laktatora Ameda to niezastąpiony element każdego zestawu do karmienia piersią, zapewniający optymalną wydajność podczas odciągania mleka. Te małe, ale kluczowe komponenty gwarantują sprawne i skuteczne działanie laktatora, umożliwiając komfortowe i bezproblemowe karmienie piersią. Wykonane z wysokiej jakości materiałów, zaworki są trwałe i odporne na częste użytkowanie. Są one zaprojektowane tak, aby idealnie pasować do większości modeli laktatorów Ameda, co czyni je uniwersalnym wyborem dla każdej mamy. Zaworki do laktatora Ameda mają kluczowe znaczenie dla efektywnego odciągania mleka. Działają jak jednokierunkowe zastawki, które umożliwiają przepływ mleka z piersi do butelki jednocześnie zapobiegając cofaniu się mleka. W ten sposób zapewniają one bezpieczeństwo i higienę procesu odciągania mleka. Zaworki są łatwe w obsłudze i czyszczeniu – wystarczy przepłukać je pod ciepłą wodą i delikatnie wyczyścić. Zaleca się regularną wymianę zaworków, aby zapewnić optymalną wydajność i higienę laktatora. Ogólnie rzecz biorąc, zaworki do laktatora Ameda to niezbędny element dla każdej mamy karmiącej piersią. Nie tylko ułatwiają proces

odciągania mleka, ale także zapewniają, że jest ono bezpieczne i higieniczne. W celu zapewnienia najlepszej wydajności, zalecana jest wymiana zaworków co 8-12 tygodni, w zależności od czyszczenia i użytkowania. Takie części zamienne można z łatwością wymienić w dowolnym momencie, aby zapewnić jak najbardziej wydajne odciąganie pokarmu. Wykonane są one z materiału wolnego od BPA i DEHP, dzięki czemu mama może mieć pewność, że laktator jest bezpieczny dla jej maleństwa. **Uwaga:** większość nowych i oryginalnych zaworków Ameda ma widoczne na końcu rozszczelnienie widoczne na zdjęciu – nie jest to wada produktu! W swojej ofercie posiadamy również zestawy laktacyjne oraz laktatory, z którymi zaworki są kompatybilne. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.
