

Lejek do laktatorów Ameda - 25 mm



Lejek do laktatorów Ameda o średnicy 25mm. Pozwala on zwiększyć komfort podczas odciągania pokarm. Odpowiednio dobrany lejek pozwala na uzyskanie lepszych efektów podczas korzystania z laktatora.

Cena: 17,99 zł

Kategorie: [Akcesoria do laktatorów](#)

Lejek do laktatorów Ameda o średnicy 25mm

Lejek do laktatorów Ameda jest podstawowym elementem zestawu laktacyjnego, który zapewnia komfort i efektywność podczas odciągania mleka matki. Ten produkt jest odpowiedni dla wszystkich matek korzystających z laktatorów marki Ameda, pomaga zapewnić skuteczne, wygodne i higieniczne odciąganie mleka. Lejek jest wykonany z wysokiej jakości, bezpiecznego i trwałego materiału, który jest wolny od BPA i ftalanów, co gwarantuje bezpieczeństwo dla matki i dziecka. Kształt lejka jest starannie zaprojektowany, aby pasować do kształtu piersi, co pomaga zminimalizować dyskomfort podczas odciągania mleka. Lejek do laktatorów Ameda jest łatwy w użyciu – wystarczy zamocować go do laktatora i umieścić na piersi. Jego kształt zapewnia dobrą przyczepność, nie przesuwał się podczas użytkowania, co gwarantuje stabilność i komfort podczas odciągania mleka. Lejek jest również łatwy do czyszczenia i sterylizacji. Można go myć ręcznie, a także sterylizować na parze lub we wrzątku, co pozwala zapewnić higienę i bezpieczeństwo. Podsumowując, lejek do laktatorów Ameda to niezbędny

element każdego zestawu laktacyjnego, który pomaga w efektywnym i bezpiecznym odciąganiu mleka matki. Jego trwałość, bezpieczeństwo i łatwość obsługi czynią go niezastąpionym narzędziem dla każdej matki karmiącej piersią. **Zalety produktu:**

- Pasuje do wszystkich laktatorów marki Ameda.
 - Wszystkie lejki wykonane są z polipropylenu, nie zawierają materiałów szkodliwych takich jak BPA lub DEHP, są bezpieczne dla wcześniaków i noworodków.
 - Wymiar 25mm jest dopasowany do większości piersi – wysokość 10,5cm; średnica 8cm; głębokość 10cm; średnica odpływu 25mm.
 - Pasuje do większości kobiecych piersi. Jeżeli jednak okaże się za duży (brodawka jest za daleko wciągana podczas odciągania pokarmu co może powodować ból i zaburzone odciąganie) można zastosować wkładkę zmniejszającą średnicę odpływu do 22,5mm. Jeżeli standardowy lejek okaże się za mały (brodawka tylko częściowo mieści się w odpływie) to zapraszamy do zapoznania się z ofertą lejków o większych średnicach 30,5mm oraz 36mm oraz dostosowanych wkładek do lejków odpowiednio 28,5mm oraz 32,5mm.
-