



## Torebki do sterylizacji w mikrofalach

Torebki do sterylizacji w mikrofalach ułatwiają proces sterylizacji. Można je wykorzystać do zachowania higieny produktów takich jak smoczki, butelki czy części laktatorów.

Stanowią świetną alternatywę dla wyparzania rzeczy we wrzątku. Proces trwa 5 minut i niszczy 99,9% bakterii i zarazków.

**Cena:** 37,99 zł

**Kategorie:** [Akcesoria do laktatorów](#),  
[Laktatory ręczne](#), [Nowe](#)

## Torebki do sterylizacji w mikrofalach - 7 sztuk

Torebki do sterylizacji w mikrofalach od Ameda to szybkie, łatwe i wygodne rozwiązanie do sterylizacji akcesoriów do karmienia. W każdej torebce możemy umieścić kilka elementów, takich jak butelki, smoczki, nakładki na brodawki, czy części laktatora, co sprawia, że sterylizacja jest nie tylko prosta, ale także wydajna. Torebki są zaprojektowane tak, aby para wodna miała swobodny dostęp do każdego elementu umieszczonego wewnątrz, gwarantując skuteczną sterylizację. Korzystanie z torebek do sterylizacji w mikrofalach Ameda jest proste – wystarczy umieścić czyste elementy w torebce, dodać wymaganą ilość wody, zamknąć torebkę i podgrzewać w mikrofalach przez zalecany czas. Po sterylizacji torebki są gorące, dlatego są wyposażone w bezpieczny uchwyt, który pozwala na bezpieczne i łatwe ich usunięcie z mikrofal. Mają małe rozmiary, dzięki czemu są łatwe do przechowywania i transportu, co sprawia, że są one idealnym wyborem dla mam, które często podróżują. Torebki do sterylizacji w mikrofalach Ameda to proste, skuteczne i

praktyczne rozwiązanie, które pomaga zapewnić, że akcesoria do karmienia są zawsze czyste i bezpieczne dla Twojego dziecka. Torebka ma wymiary: 28,5 x 7,5 x 20 cm **Materiał wykonania torebek** Ameda CleanEase wykonane są z polipropylenu dopuszczonego do kontaktu z żywnością. Materiały te są obojętne i nie stanowią zagrożenia dla zdrowia. Wysoka temperatura topnienia polipropylenu sprawia, że nadaje się on do pojemników na żywność stosowanych w mikrofalach. Materiał jest nietłoty i nie reaguje z cieciami, kwasami ani zasadami. Nie zawiera BPA. **Zalety produktu**

- Torby CleanEase są wygodne i wielofunkcyjne – idealne do dezynfekcji osłonek na brodawki, butelek i części laktatorów.
- Torebki są spore, mieszczą podwójny zestaw do odciągania pokarmu Ameda.
- Wykonane z najwyższej jakości materiału spożywczego i odporne na wysokie temperatury. Zachowują swój kształt nawet po wielokrotnym użyciu.
- Posiadają szczelny zamek błyskawiczny.
- Posiadają rozszerzone dno, które pomaga torbie stać pionowo.
- Możliwe jest 20 zastosowań jednego woreczka.
- Nie zawierają BPA.
- Posiadają duży, chłodny w dotyku obszar „Hold here”, który umożliwia ich wyjęcie z mikrofal.
- Konstrukcja posiada otwór parowy do szybkiego chłodzenia i opróżniania.

**Produkty, które nie nadają się do dezynfekcji w torbie.** Nie należy podgrzewać przewodów w kuchence mikrofalowej, ponieważ to może spowodować ich uszkodzenie. Nie należy również umieszczać w torbie metalowych przedmiotów lub innych, wykonanych z materiałów niebezpiecznych dla mikrofalówek.

---