

Lejek do laktatorów Ameda - 30,5 mm



Lejek do laktatorów 30,5mm pasuje do każdego laktatora Ameda. Pozwala on na efektywne odciąganie mleka matki i jest podstawowym elementem zestawów laktacyjnych. Dostępny w różnych rozmiarach.

Cena: 17,99 zł

Kategorie: [Akcesoria do laktatorów](#)

Lejek do laktatorów Ameda o średnicy 30,5mm

Lejek do laktatorów Ameda to specjalnie zaprojektowany element zestawu laktacyjnego, mający na celu zapewnienie maksymalnego komfortu i skuteczności podczas procesu odciągania mleka matki. Został stworzony z myślą o potrzebach nowoczesnych matek, dbając o każdy detal, który mógłby wpłynąć na ich doświadczenia podczas karmienia piersią. **Kluczowe cechy produktu:**

- **Materiał bezpieczny dla zdrowia** – lejek wykonany jest z materiału wolnego od BPA i ftalanów, co gwarantuje bezpieczeństwo zarówno dla matki, jak i dla dziecka.
- **Ergonomiczny kształt** – jego specjalny kształt został zaprojektowany tak, aby idealnie dopasować się do kształtu piersi kobiety, minimalizując wszelkie dyskomforty podczas odciągania mleka.

- **Uniwersalność** – lejek Ameda jest kompatybilny z większością laktatorów marki Ameda, co czyni go praktycznym wyborem dla każdej mamy.
- **Higiena** – Produkt jest łatwy w czyszczeniu. Może być myty ręcznie lub w zmywarce, a także sterylizowany, co pomaga w utrzymaniu jego czystości i bezpieczeństwa użytkowania.
- **Wysoka wydajność** – dzięki swojemu unikalnemu kształtowi i konstrukcji lejek pomaga w efektywnym i równomiernym odciąganiu mleka, co jest kluczem do zwiększenia wydajności i zmniejszenia dyskomfortu.

Lejki do laktatorów od Ameda to doskonałe połączenie funkcjonalności i komfortu. Jego nowoczesna konstrukcja i dbałość o detale czynią go niezbędnym narzędziem dla każdej mamy karmiącej piersią. Jeśli szukasz wygodnego i niezawodnego lejka do odciągania pokarmu, to produkt Ameda jest idealnym rozwiązaniem. **Zalety produktu - lejek do laktatorów**

Ameda:

- Pasuje do wszystkich laktatorów marki Ameda.
 - Wszystkie lejki wykonane są z polipropylenu, nie zawierają materiałów szkodliwych takich jak BPA lub DEHP, są bezpieczne dla wcześniaków i noworodków.
 - Pasuje do większości kobiecych piersi. Jeżeli jednak okaże się za duży (brodawka jest za daleko wciągana podczas odciągania pokarmu co może powodować ból i zaburzone odciąganie) można zastosować wkładkę zmniejszającą średnicę odpływu do 28,5mm. Jeżeli standardowy lejek okaże się za mały (brodawka tylko częściowo mieści się w odpływie) to zapraszamy do zapoznania się z ofertą lejków o większych średnicach 36mm oraz dostosowanych wkładek do lejków odpowiednio 32,5mm.
-