



Zestaw laktacyjny podwójny HygienKit

Zestaw laktacyjny Ameda HigienKit jest kompatybilny ze wszystkimi laktatorami elektrycznymi Ameda. Umożliwia odciąganie pokarmu z obu piersi jednocześnie.

Wykonany jest z materiałów bezpiecznych - nie zawierają BPA oraz DEHP.

Cena: 109,99 zł

Kategorie: [Akcesoria do laktatorów](#)

Zestaw laktacyjny podwójny HygienKit Ameda

Zestaw laktacyjny podwójny Ameda HygienKit to doskonałe rozwiązanie dla matek, które chcą maksymalizować wygodę i efektywność podczas odciągania mleka. Dzięki temu zestawowi, możesz bez trudu odciągać mleko z obu piersi jednocześnie, co jest nie tylko wygodne, ale także pozwala zaoszczędzić cenny czas. Każdy zestaw zawiera lejek, butelkę na mleko oraz przewody i zawory, które są łatwe do złożenia i czyszczenia. Podwójny zestaw laktacyjny Ameda HygienKit jest kompatybilny z wszystkimi laktatorami marki Ameda, co daje możliwość dostosowania zestawu do Twojego ulubionego laktatora. Możesz być pewna, że zestaw Ameda HygienKit zapewni Ci bezpieczeństwo, wygodę i najwyższą efektywność odciągania mleka. Zestaw Ameda HygienKit wykorzystuje technologię zamkniętego systemu, która zapewnia ochronę przed bakteriami, pleśnią i wirusami. Dzięki temu systemowi, mleko jest bezpieczne i czyste, a ryzyko infekcji jest minimalne. Dodatkowo, w skład zestawu Ameda HygienKit wchodzi unikalna nakładka masująca, która imituje naturalny rytm ssania dziecka, zwiększając komfort i efektywność odciągania

mleka. Nakładka masująca jest wyjątkowo miękka i delikatna dla skóry, co czyni odciąganie mleka jeszcze bardziej komfortowym. Zestaw ten to doskonałe rozwiązanie dla matek, które szukają wygodnego i efektywnego sposobu na odciąganie mleka. Dzięki temu zestawowi, karmienie piersią jest łatwiejsze, wygodniejsze i bardziej efektywne. **Zalety zestawu:**

- Podwójny zestaw HygienKit jest przeznaczony do pracy z laktatorami elektrycznymi marki Ameda.
- W zestawie znajduje się membrana zapobiegająca przedostaniu się mleka i wilgoci do przewodów laktatora – tym samym wpływa na wydłużenie żywotności produktu.
- Dzięki zastosowaniu specjalnej membrany proces czyszczenia i konserwacji jest zminimalizowany – nie ma potrzeby czyszczenia przewodów, zatyczki, złączki – a odciągnięty pokarm jest zabezpieczony przed skażeniem.
- Jest wykonany z materiałów bezpiecznych dla wcześniaków i noworodków, nie zawiera szkodliwych substancji takich jak BPA lub DEHP.
- Może być sterylizowany zarówno w warunkach domowych jak i szpitalnych.

Zestaw zawiera:

- Butelka 120 ml – 2 sztuki
 - Lejki standardowe – średnica 25 mm – 2 sztuki
 - Membrana z zatyczkami – 2 sztuki
 - Przewód – 2 sztuki
 - Złączka przewodów – 1 sztuka
 - Zaworek – 3 sztuki
 - Zakrętka do butelek z krążkami uszczelniającymi – 2 sztuki
-