



Silikonowa membrana do laktatorów Ameda - 2 sztuki

Silikonowa membrana Ameda zapewnia najwyższy poziom higieny podczas odciągania pokarmu. Zapobiega ona przedostaniu się mleka oraz wilgoci do przewodów laktatora. Jest kompatybilna z laktatorami marki Ameda.

Cena: 34,99 zł

Kategorie: [Akcesoria do laktatorów](#)

Silikonowa membrana do laktatorów Ameda - 2 sztuki

Silikonowa membrana do laktatorów Ameda to kluczowy element zestawu laktacyjnego, który odgrywa istotną rolę w procesie odciągania mleka. Ta niewielka, ale niezwykle ważna część pomaga w efektywnym i higienicznym odciąganiu mleka, zapewniając komfort i bezpieczeństwo dla matki. Membrana jest wykonana z wysokiej jakości, bezpiecznego i trwałego silikonu medycznego, który jest wolny od BPA i ftalanów. Jej elastyczność i odporność na zużycie gwarantują długotrwałe użytkowanie, a jednocześnie łatwość czyszczenia i sterylizacji. Funkcją membrany jest tworzenie szczelnego uszczelnienia i sterowanie przepływem powietrza w laktatorze, co wpływa na efektywność odciągania mleka. Membrana pozwala na utrzymanie odpowiedniego ciśnienia w systemie, co umożliwia delikatne, ale skuteczne odciąganie mleka, naśladując naturalny rytm ssania dziecka. Silikonowa

membrana do laktatorów jest łatwa w montażu i wymianie, dzięki czemu pielęgnacja zestawu laktacyjnego jest prosta i wygodna. Kompatybilna jest ze wszystkimi laktatorami marki Ameda, co czyni ją uniwersalnym rozwiązaniem dla wszystkich matek korzystających z produktów tej marki. Podsumowując, silikonowa membrana do laktatorów to niezbędna część zestawu laktacyjnego, która zapewnia wydajne i bezpieczne odciąganie mleka. Jej trwałość, bezpieczeństwo i łatwość obsługi sprawiają, że jest to produkt, na którym matki mogą polegać podczas karmienia piersią. **Średnica membrany: 3,6 cm. Wysokość membrany: 4,5 cm. Opakowanie zawiera 2 sztuki.**

Zalety produktu:

- Silikonowa opatentowana membrana zapewnia najwyższy poziom higieny podczas odciągania pokarmu.
 - Membrana zapobiega przedostaniu się mleka oraz wilgoci do przewodów laktatora.
 - Membrana przeznaczona jest do laktatorów i zestawów laktacyjnych Ameda.
 - Membrany wykonane są z silikonu, nie zawierają materiałów szkodliwych takich jak BPA lub DEHP, są bezpieczne dla wcześniaków i noworodków.
-