

Przewód silikonowy do laktatora 90 cm



Silikonowy przewód do laktatorów oraz zestawów laktacyjnych o długości 90 cm. Wykonany z materiałów bezpiecznych - nie zawierających substancji takich jak BPA lub DEHP. W pełni bezpieczny dla wcześniaków i noworodków.

Cena: 36,99 zł

Kategorie: [Akcesoria do laktatorów](#)

Przewód silikonowy do laktatora i zestawów laktacyjnych 90 cm x 2

Przewód silikonowy do laktatorów i zestawów laktacyjnych Ameda to kluczowy w użytkowaniu produktów do karmienia piersią takich jak laktatory oraz zestawy laktacyjne. Ten produkt, choć prosty, odgrywa ważną rolę w zapewnieniu komfortowego i skutecznego odciągania mleka matki. Wykonany z wysokiej jakości, miękkiego silikonu, przewód Ameda jest trwały i odporny na zużycie. Jego materiał jest nietoksyczny, wolny od BPA i ftalanów, zapewniając bezpieczeństwo dla matki i dziecka. Przewód silikonowy Ameda służy do łączenia laktatora z zestawem laktacyjnym, umożliwiając przepływ mleka z piersi do butelki. Jego odpowiednia długość i elastyczność zapewniają łatwość montażu i demontażu, a także dopasowanie do różnych modeli laktatorów Ameda. Kolejną zaletą przewodu silikonowego Ameda jest łatwość w utrzymaniu czystości. Można go łatwo zdemontować i wyczyścić pod bieżącą wodą. Jest to niezbędny komponent, który zapewnia płynną i efektywną pracę urządzeń do odciągania mleka. Jego jakość, bezpieczeństwo i łatwość

utrzymania czystości czynią go idealnym wyborem dla każdej mamy.

Średnica wewnętrzna przewodu: 3mm. Średnica zewnętrzna przewodu: 5mm. Zalety produktu:

- Przewód jest kompatybilny z zestawami laktacyjnymi oraz laktatorami Ameda.
 - Materiał wykonania przewodu to silikon, nie zawiera on szkodliwych substancji takich jak BPA lub DEHP, co czyni go bezpiecznym dla wcześniaków i noworodków.
-