



Zestaw laktacyjny pojedynczy - dobowy 24H

Zestaw laktacyjny dobowy, jest pojedynczym zestawem, który przeznaczony jest do pracy z laktatorami elektrycznymi marki Ameda. Pozwala on na zapewnienie najwyższego poziomu higieny. Został wykonany z materiałów bezpiecznych i nie zawiera szkodliwych substancji takich jak BPA czy DEHP.

Cena: 29,99 zł

Kategorie: [Akcesoria do laktatorów](#)

Zestaw laktacyjny pojedynczy - dobowy 24H

Zestaw laktacyjny dobowy Ameda to kompletne rozwiązanie dla mam, które chcą skutecznie i bezpiecznie odciągać mleko swojego dziecka. Ten zestaw jest starannie zaprojektowany, aby sprostać Twoim codziennym potrzebom laktacyjnym, jednocześnie zapewniając komfort i łatwość obsługi. Cechą wyróżniającą ten zestaw Ameda jest jego kompletność – zawiera wszystko, czego potrzebujesz do skutecznego i higienicznego odciągania mleka, 24 godziny na dobę. Posiada on specjalną membranę zapobiegającą przedostaniu się mleka i wilgoci do przewodów laktatora. Dzięki temu nie trzeba czyścić przewodów laktatora, a odciągnięte mleko jest chronione przed bakteriami, pleśnią i wirusami. **Zalety produktu**

- Kompatybilny do pracy z laktatorami elektrycznymi marki Ameda.
- Zestaw zawiera membranę zapobiegającą przedostaniu się mleka do przewodów laktatora, co wpływa na wydłużenie żywotności.

- Proces czyszczenia i konserwacji jest zminimalizowany, dzięki zastosowaniu membrany.
- Zestaw wykonany jest z materiałów bezpiecznych zarówno dla wcześniaków i noworodków, nie zawiera szkodliwych substancji takich jak BPA i DEHP.
- Zestaw jest od razu gotowy do użycia i może być stosowany przez dobę od pierwszego użycia.

Uwaga: Zestaw jest 24-godzinny! Po każdym korzystaniu z zestawu należy umyć go pod bieżącą wodą przy pomocy delikatnego detergentu – nie wyparzać (plastik może się skurczyć).
