



Laktator elektryczny podwójny Ameda Mya Joy

Laktator elektryczny podwójny Ameda Mya Joy jest kompaktowym i wygodnym urządzeniem. Umożliwia odciąganie pokarmu z obu piersi równocześnie. Posiada system True Closed Protection, który zapobiega cofaniu się mleka matki do przewodu i laktatora. Zapewnia komfortowe i wygodne odciąganie pokarmu. **Uwaga!**

Promocja - teraz do zakupu podwójnego laktatora Mya Joy 15 sztuk wielorazowych butelek 130ml gratis!

Cena: 519,00 zł

Kategorie: [Laktator podwójny](#), [Promocja](#)

Laktator elektryczny podwójny Ameda Mya Joy

Podwójny laktator Mya Joy jest innowacyjny, niezawodny i wygodnym urządzeniem, które ułatwia karmienie piersią. Ten zaawansowany laktator łączy najnowsze technologie i ergonomiczny design, aby dostarczyć najlepsze możliwe doświadczenie dla mam. Zaprojektowany do odciągania mleka z obu piersi jednocześnie, Ameda Mya Joy skraca czas odciągania o połowę, co jest niezwykle istotne dla zajętych mam. Jego unikalna technologia naśladuje naturalny rytm ssania dziecka, co zapewnia maksymalny komfort i efektywność odciągania mleka. Podwójny laktator elektryczny Ameda Mya Joy wykorzystuje układ zamknięty, który zapobiega przenikaniu mleka do mechanizmu urządzenia. To niezwykle ważne z punktu widzenia higieny,

ponieważ zapobiega rozwojowi bakterii i pleśni, gwarantując bezpieczeństwo mleka dla Twojego dziecka. Urządzenie jest lekkie i kompaktowe, co czyni go idealnym towarzyszem dla mam w drodze. Jego cicha praca pozwala na dyskretną ekstrakcję mleka w każdym miejscu i o każdej porze. Ponadto, Mya Joy jest zasilany baterią, co oznacza że nie jesteś ograniczona do użytku tylko w pobliżu gniazda elektrycznego. Laktator jest łatwy w obsłudze dzięki intuicyjnemu panelowi sterowania. Daje możliwość regulacji siły i prędkości ssania, umożliwiając dostosowanie do indywidualnych preferencji i potrzeb każdej mamy. Ponadto, urządzenie jest łatwe do czyszczenia i składa się z niewielu części, co sprawia, że jest praktyczne i wygodne w codziennym użytkowaniu. Podsumowując, laktator elektryczny Mya Joy to zaawansowane, praktyczne i wygodne urządzenie, które umożliwia efektywne i komfortowe odciąganie mleka. Jest to doskonałe rozwiązanie dla nowoczesnych mam, które szukają najwyższej jakości i niezawodności. Dzięki Ameda Mya Joy, karmienie piersią staje się łatwiejsze, bardziej komfortowe i bardziej efektywne. **Zalety urządzenia:**

- 12 poziomów trybu ekspresji, 6 poziomów trybu stymulacji;
- Siła ssania urządzenia do 250 mmHg, 20-65 cykli na minutę;
- System True Closed Protection – zapobiega cofaniu się mleka matki do przewodu i laktatora;
- Umożliwia odciąganie pokarmu z jednej piersi;
- Mały, lekki, może być zasilany sieciowo lub 4 bateriami AAA;
- Zestaw zawiera 2 lejki w rozmiarze 25mm;
- Automatyczny zegar;
- Automatyczne wyłączenie po 45 min;
- Posiada zintegrowany klips, dzięki czemu mamy mogą odciągać pokarm będąc w ruchu;
- Długie, niezawodne działanie;
- Laktator stymuluje laktację i zwiększa ilość pokarmu;
- Zapewnia komfort użytkowania na najwyższym poziomie;
- Bardzo cicha praca;

- Możliwość dopasowania do urządzenia innych rozmiarów lejków, oprócz standardowego rozmiaru 25mm dołączonego w zestawie;
- Możliwość podłączenia zasilania sieciowego oraz baterijnego.

W ofercie naszego sklepu internetowego MilkLab.pl posiadamy również akcesoria do laktatorów oraz butelki jednorazowe, wielorazowe czy też szklane. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!
