



Inhalator dla dzieci Miś

Inhalator Miś od Microlife przeznaczony do leczenia dolnych i górnych dróg oddechowych. Przyjazny design zachęca dzieci do podjęcia leczenia. Może być stosowany zarówno przez najmłodszych jak i dorosłych.

Cena: 159,99 zł

Kategorie: [Inhalatory i termometry](#)

Inhalator dla dzieci Miś Microlife

Inhalator Miś został stworzony specjalnie dla dzieci, dzięki swojemu przyjaznemu wizerunkowi zachęca najmłodszych do leczenia oraz sprawia, że staje się to przyjemniejsze. Dodatkowo zapewnia najwyższe standardy jakości oraz wysokie bezpieczeństwo - produkt jest wyrobem medycznym.

Wyposażony został w maskę dla osób dorosłych oraz dzieci - z ustnikiem i noskiem. Zawiera 5 wymiennych filtrów powietrza oraz torbę do przenoszenia. Obudowa urządzenia jest łatwa w czyszczeniu oraz można ją dezynfekować co pozwala na zachowanie najwyższej higieny.

Zalety urządzenia:

- Skuteczny w leczeniu górnych i dolnych dróg oddechowych.
- Łatwa obsługa - jeden przycisk.
- Torba do przenoszenia - zapewnia łatwy transport i przenoszenie.
- Przeznaczony do wszystkich popularnych roztworów do inhalacji.
- Akcesoria nadają się do mycia oraz dezynfekcji.

- Przyjazny kształt misia zachęcający dzieci do leczenia.
- Wyrób medyczny.

Specyfikacja techniczna - inhalator dla dzieci

Miś:

- wydajność aerozolu: 0,4 ml/min. (NaCl 0,9%)
- wielkość cząstek: 63% < 5 mikro m oraz 2,83 mikro m (MMAD)
- maksymalny swobodny przepływ powietrza: 15l/min.
- operacyjny przepływ powietrza: 5,31 l/min.
- poziom hałasu pracy: 52 dBA
- zasilanie elektryczne: 230V 50Hz AC
- długość kabla sieciowego: 1,6m
- pojemność zbiornika na lek: min. 2 ml; max. 8 ml
- ilość osadu: 0,8ml
- tryb pracy: 30 min. pracy / 30 min. odpoczynku
- warunki pracy: 10 - 40 °C / 50 - 104 °F; maksymalna wilgotność względna 30 - 85 %; ciśnienie atmosferyczne 700 - 1060 hPa
- waga: 1306 g
- wymiary: 103 x 160 x 140 mm
- klasa IP: IP21
- normy: EN13544-1; EN60601-1; EN 60601-2; EN 60601-1-6; IEC 60601-1-11; IP21

Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. Dzieci nie powinny korzystać z produktu bez nadzoru osób dorosłych.
