



Inhalator dla dzieci Piesek

Inhalator tłokowy z przyjaznym designem pieska, zaprojektowany specjalnie dla najmłodszych. Dzięki swojej niezwykle sympatycznej budowie zachęca do leczenia nawet dzieci. W zestawie zawiera również maskę dla osób dorosłych, więc można go stosować wszechstronnie.

Cena: 145,99 zł

Kategorie: [Inhalatory i termometry](#)

Inhalator dla dzieci Piesek Pempa

Inhalator tłokowy z przyjaznym designem pieska, zaprojektowany specjalnie dla najmłodszych. Dzięki swojej niezwykle sympatycznej budowie zachęca do leczenia nawet dzieci. W zestawie zawiera również maskę dla osób dorosłych, więc można go stosować wszechstronnie.

Inhalator tłokowy NEB KIDS od Pempa zapewnia regulację tempa inhalacji oraz cichą i ciągłą pracę. Dodatkowo jest wyrobem medycznym.

Zalety urządzenia - inhalator dla dzieci Piesek Pempa:

- regulacja tempa inhalacji

- cicha praca - 52 dBA
- praca ciągła - kompresor do pracy ciągłej
- frakcja respirabilna - 95,8%
- wielkość cząsteczek - 2,08 mikrom
- wydajny system nebulizacji
- tempo nebulizacji > 0,4 ml/min
- 3 lata gwarancji "door-to-door"
- akcesoria można myć i dezynfekować
- w zestawie maski dla dzieci i dorosłych
- stała, optymalna wielkość cząstek

Zapraszamy do zapoznania się z całą ofertą naszego sklepu internetowego – posiadamy szeroki wybór [butelek do karmienia i przechowywania pokarmu](#), [smoczków](#) oraz [laktatory](#) i wszystkie niezbędne [akcesoria do laktatorów](#). Oferujemy również usługę wypożyczenia laktatora, sprawdź -> [wypożyczalnia laktatorów MilkLab!](#)
