



Chłodziarka na szczepionki i leki 150L

Chłodziarka farmaceutyczna od Labcold wyposażona jest w alarm temperatury, otwartych drzwi oraz awarii sieci. Posiada również kartę SD, która pozwala na prowadzenie rejestru temperatury. Zamykana na kluczyk. **Potrzebujesz więcej sztuk urządzenia? Napisz do nas i zyskaj dodatkowy rabat!**

Cena: ~~7.090,99 zł~~ Original price was:
7.090,99 zł. 6.349,99 zł Current price is:
6.349,99 zł.

Kategorie: [Urządzenia chłodnicze](#)

Chłodziarka na szczepionki i leki 150L Labcold RLDF0519 - Niezbędne Urządzenie dla Branży Medycznej i Farmaceutycznej

Wprowadzenie

Specjalnie zaprojektowana chłodziarka Labcold RLDF0519 o pojemności 150L służy do przechowywania szczepionek oraz leków i innych produktów wymagających stabilnych warunków temperaturowych. Jest to kluczowe urządzenie dla placówek medycznych, laboratoriów oraz przemysłu farmaceutycznego, które zapewnia optymalne warunki dla przechowywanych produktów, co jest niezbędne do zachowania ich skuteczności i bezpieczeństwa. Dzięki nowoczesnej technologii regulacji temperatury,

Labcold RLDF0519 gwarantuje utrzymanie stałej oraz równomiernej temperatury w całej komorze chłodzącej, co jest niezbędne dla zachowania właściwości wrażliwych produktów. Chłodziarka posiada również system alarmowy, który natychmiast informuje użytkownika o jakiegokolwiek nieprawidłowości czy odchyleniach od ustawionej temperatury, co pozwala na szybką interwencję i minimalizację ryzyka utraty cennych substancji.

Kluczowe Cechy

- **Precyzyjna Kontrola Temperatury:** Zaawansowany system kontroli temperatury w chłodziarce Labcold gwarantuje stabilne warunki, co jest kluczowe dla optymalnej temperatury przechowywania wszystkich produktów.
- **Elastyczna Pojemność i Konfiguracja:** Urządzenie oferuje możliwość dostosowania wewnętrznej konfiguracji, co pozwala na przechowywanie różnorodnych produktów zależnie od potrzeb.
- **Zaawansowane Monitorowanie:** System monitorowania i rejestracji temperatury pozwala na ciągłe śledzenie i zapewnienie zgodności ze standardami.
- **Wysokie Bezpieczeństwo:** Funkcje bezpieczeństwa, takie jak **na przykład** alarmy temperatury, **oraz** zabezpieczenia przed otwarciem drzwi. Dodatkowo systemy zasilania awaryjnego, **efektywnie** chronią przechowywane produkty.

Specyfikacja techniczna chłodziarki na szczepionki i leki 150L

- **Pojemność:** 150 litrów, co umożliwia przechowywanie szerokiej gamy produktów medycznych.
- **Panel obsługi IntelliCold z ekranem dotykowym:** Ułatwia obsługę i dezynfekcję, co jest istotne dla utrzymania wysokiego poziomu higieny.
- **Zakres temperatury:** Od +2°C do +8°C, co z kolei idealne dla większości produktów medycznych.

- **Automatyczny zapis danych 24/7:** Zapewnia ciągłe monitorowanie i dokumentację, co jest kluczowe dla zachowania standardów bezpieczeństwa.
- **Samozamykające się drzwi z możliwością zamykania na klucz:** Zwiększają bezpieczeństwo przechowywanych leków jak również produktów.
- **Alarmy:** Otwartych drzwi, zasilania, temperatury - wszystko to zwiększa bezpieczeństwo.

Dlaczego warto wybrać Chłodziarkę Labcold RLDF0519?

To urządzenie jest niezastąpione w każdej placówce medycznej , jak również w laboratorium, gdzie przechowywane są produkty wrażliwe na temperaturę. Zapewnia nie tylko bezpieczeństwo i skuteczność leków oraz szczepionek, ale także podnosi standardy higieny i bezpieczeństwa przechowywania produktu.

Kontakt

W razie zainteresowania zakupem chłodziarki Labcold RLDF0519 lub potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się z nami pod adresem milklab@danlab.pl. Oferujemy produkty na zamówienie, co zapewnia, że każdy zakup jest dokładnie dopasowany do specyficznych wymagań klienta.
