



Chłodziarka na szczepionki i leki 340L

Chłodziarka farmaceutyczna od Labcold wyposażona jest w alarm temperatury, otwartych drzwi oraz awarii sieci. Posiada również kartę SD, która pozwala na prowadzenie rejestru temperatury. Zamykana na kluczyk. **Potrzebujesz więcej sztuk urządzenia? Napisz do nas i zyskaj dodatkowy rabat!**

Cena: 9.399,99 zł

Kategorie: [Urządzenia chłodnicze](#)

Chłodziarka na szczepionki i leki 340L

Labcold RLDF1019 - chłodziarka na szczepionki i leki 340L - to zaawansowana chłodziarka medyczna stworzona specjalnie do przechowywania szczepionek, leków oraz innych temperaturowo wrażliwych produktów w środowiskach medycznych, laboratoryjnych i farmaceutycznych. Chłodziarka Labcold RLDF1019 charakteryzuje się:

1. **Precyzyjną kontrolą temperatury:** Posiada zaawansowany system kontroli temperatury, który utrzymuje stabilne warunki wewnątrz chłodziarki, zapewniając niezbędną temperaturę przechowywania.
2. **Pojemnością i konfiguracją:** Posiada odpowiednią pojemność i elastyczną konfigurację wewnętrzną, umożliwiającą przechowywanie różnych ilości szczepionek lub leków w zależności od potrzeb.

3. **Dokładnym monitorowaniem:** Jest wyposażona w system monitorowania i rejestracji temperatury, który umożliwia śledzenie historii temperatury wewnątrz chłodziarki w celu zapewnienia zgodności z wymaganymi standardami.
4. **Bezpieczeństwem:** Posiada funkcje zapewniające bezpieczeństwo przechowywanych produktów, takie jak alarmy temperatury, zabezpieczenia przed otwarciem drzwi oraz systemy zasilania awaryjnego w przypadku przerw w dostawie prądu.

Chłodziarka Labcold RLDF1019:

jest niezwykle istotnym urządzeniem w zapewnianiu odpowiednich warunków przechowywania dla produktów medycznych, co ma kluczowe znaczenie dla utrzymania ich skuteczności i bezpieczeństwa. Dzięki zaawansowanej technologii i precyzyjnemu utrzymywaniu temperatury stanowi nieodzowną część infrastruktury w placówkach zdrowia i laboratoriach, gdzie przechowywane są cenne szczepionki i leki. **Specyfikacja:**

- Pojemność – 340 litrów
- Panel obsługi z ekranem dotykowym IntelliCold
- Wewnątrz 6 półek
- Regulowany zakres temperatury: od +2°C do +8°C – wstępnie ustawiony na +5°C
- Automatyczny zapis danych 24/7
- Samozamykające się drzwi
- Bateriajny podtrzymanie funkcji alarmowych
- Alarmy: alarm otwartych drzwi, alarm zasilania, alarm temperatury (za wysoka oraz za niska)
- Zamykana na klucz
- Oświetlenie wewnętrzne
- Korpus wykonany z proszkowanej stali
- Wnętrze wykonane z tworzywa sztucznego

- Wymiary zewnętrzne: 1510 x 600 x 700 mm (wys. x szer. x gł.)
- Wymiary wewnętrzne: 1358 x 480 x 500 mm (wys. x szer. x gł.)
- Możliwość umieszczenia dodatkowej sondy temperatury w lodówce
- Zużycie energii: 1,52 kWh/dzień
- Posiada przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy

Panel kontrolny z ekranem dotykowym IntelliCold nie posiada przycisków, ani innych wystających elementów, dzięki czemu jest łatwy do dezynfekcji.

Pozwala to na zachowanie najwyższego poziomu higieny. Urządzenie mierzy i zapisuje temperaturę maksymalną i minimalną 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Dane zbierane są na karcie SD, z której następnie można przekazać je do komputera.
